




| Yöntem                                                                                                                | Sorumlusu                      | Kayıt     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| İlgili birimden tahlil isteminin otomasyondan yapılması                                                               | Poliklinik veya Klinik Doktoru | Otomasyon |
| Otomasyondan teyit edildikten sonra steril numune tüpleri ile hastadan kan, idrar, vücut sıvıları kaplara alınır.     | Laboratuvar Teknisyeni         | Otomasyon |
| Yanlış eksik istem halinde ilgili birime tekrar dönlür.                                                               | Laboratuvar Teknisyeni         | Otomasyon |
| Alınan numuneler uygun şartlarda ilgili laboratuvara ulaştırılır.                                                     | Personel                       | Otomasyon |
| Kan örnekleri, Seroloji, Kültür örnekleri laboratuvarında incelenir.                                                  | Laboratuvar Teknisyeni         | Otomasyon |
| Eksik hemolizli kan ve uygun olmayan numune kontrolü yapılır. Uygun olmayan numuneler ilgili birime bildirilir.       | Laboratuvar Teknisyeni         | Otomasyon |
| İdrar, trakeal, balgam, periton, plevra, eklem sıvısı, BOS, DVS, boğaz-burun ve yara yeri numuneleri çalışmaya alınır | Laboratuvar Teknisyeni         | Otomasyon |
| Kan kültürü numuneleri cihazda çalışmaya verilir.                                                                     | Laboratuvar Teknisyeni         | Otomasyon |
| Sonuçlar Mikrobiyoloji Uzmanı tarafından kontrol edilir.                                                              | Mikrobiyoloji Uzmanı           | Otomasyon |
| Uygun olanlar onaylanır.                                                                                              | Mikrobiyoloji Uzmanı           | Otomasyon |